

ANKALAPS
EASYCLOSE
Laparoskopik Sütur Forseps

**Sütur
Klavuzu**




**Laparoskopik
Sütur Forseps**



**Çift Çene
Sütur Forseps**



**Tek Çene
Sütur Forseps**



 kolay

 hızlı

 basit

 güvenli



Endikasyonlar

- ✓ Kesi genişletilmeden trokar bölgesinin kapatılması.
- ✓ Hasta başına tek bir cihazla birden fazla trokar bölgesinin kapatılması.
- ✓ Son yerleştirmeden önce fitik ağının yerine tutturulması.
- ✓ Karın duvarı kanamalarının bağlanması



Ürün Grupları

Ürün	Model	İçerik
EasyClose	ECS120	Tek Kullanımlık Sütür Tutucu Tek Çene 120 mm
EasyClose	ECS150	Tek Kullanımlık Sütür Tutucu Tek Çene 150 mm
EasyClose	ECS200	Tek Kullanımlık Sütür Tutucu Tek Çene 200 mm
EasyClose	ECD120	Tek Kullanımlık Sütür Tutucu Çift Çene 120 mm
EasyClose	ECD150	Tek Kullanımlık Sütür Tutucu Çift Çene 150 mm
EasyClose	ECD200	Tek Kullanımlık Sütür Tutucu Çift Çene 200 mm
EasyClose System	ECS120S	Tek Kullanımlık Sütür Tutucu Tek Çene 120 mm Sütür Klavuzu İle
EasyClose System	ECS150S	Tek Kullanımlık Sütür Tutucu Tek Çene 150 mm Sütür Klavuzu İle
EasyClose System	ECS200S	Tek Kullanımlık Sütür Tutucu Tek Çene 200 mm Sütür Klavuzu İle
EasyClose System	ECD120S	Tek Kullanımlık Sütür Tutucu Çift Çene 120 mm Sütür Klavuzu İle
EasyClose System	ECD150S	Tek Kullanımlık Sütür Tutucu Çift Çene 150 mm Sütür Klavuzu İle
EasyClose System	ECD200S	Tek Kullanımlık Sütür Tutucu Çift Çene 200 mm Sütür Klavuzu İle